

Elettrocardiografo di Canal Singolo Digitale



CARATTERISTICHE:

- 3,8" LCD visualizzazione di forme d'onda di 6 / 7 / 12 fili
- 3 modalità di funzionamento: automatica, manuale, analizzare
- Modalità filo: Standard o europea
- Rilevamento e di allarme per filo-disconnessione, nessun foglio di carta o senza batteria
- Simulatore di ECG integrato
- Regolazione automatica della linea di base per la registrazione ottimale
- Porta RS232 per la trasmissione dati ECG
- Opzionale porta USB per la trasmissione dati ECG
- Di misurazione automatica, l'interpretazione automatica
- Forma d'onda ECG la visualizzazione su LCD
- Funzione di Assistenza integrata
- Le informazioni cliniche del paziente, quali ID, nome, sesso, età, altezza, peso, il nome dell'ospedale che possono essere inserite
- Custodia: 15 casi di risparmio, e estendibile a 150 casi in una scheda SD opzionale
- Salvato Riproduzione forme d'onda ECG, la stampa o di essere trasmessa al PC

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852


www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com



ECG 250V

Specifiche

Norma di sicurezza	IEC Classe I, tipo CF		
Modalità di acquisizione	6 / 7 / 12 fili di acquisizione simultanea		
Circuito d'ingresso	Galleggianti, la protezione contro defibrillatore e di pacemaker		
Convertitore A/D	12 morso		
Costante di tempo	> 3,2 s		
Risposta in frequenza	0,05 – 165 Hz		
Sensibilità	2,5, 5, 10, 20, 40 (mm/mV ±2%), Automatico		
Impedenza di ingresso	≥ 50 MΩ		
Circuito d'ingresso corrente	≤ 50 nA		
Calibratura di tensione	1 mV ±2%		
Livello di rumorosità	< 15 µVp-p		
Anti-lussazione della Linea di base	Automatico		
Filtro	EMG Filtro: 25 – 45 Hz (-3dB) ADS Filtro: Automatico (0,15 – 0,50 Hz) HUM Filtro: 50 Hz/60 Hz (-20 dB)		
CMRR	> 100 dB		
Corrente di fuga del paziente	< 10 µA		
Velocità di carta	6,25 / 12,5 / 25 / 50 mm/s		
La registrazione della carta	63 mm (2,48 in.) larghezza, 20 m (65,62 ft.) di lunghezza, roll		
Fornitura di energia elettric	AC: 110/220 V, batteria ricaricabile integrata DC: 12 V		
Tipo di batteria	batteria integrata ricaricabile Ni-MH		
Dimensioni	295 mm (11,61 in.) x 260 mm (10,24 in.) x 60 mm (2,36 in.) – Principali unità di 250V 415 mm (16,34 in.) x 195 mm (7,68 in.) x 380 mm (14,96 in.) – Cartone da 250V		
Peso Netto	2,5 kgs (5,51 lbs.)		
Peso Brutto	5,5 kgs (12,13 lbs.)		



Cavo ECG (5 fili)



Veterinari fissaggio



Veterinari fissaggio con cavo di collegamento

Incluso come standard Accessori	Protezione sabbia (1 pezzo)	Cacciavite (1 pezzo)	Messa a terra cavo (1 pezzo)
	Fogli (1 roll)	Rullo di carta (2 pezzi)	Fusibile (2 pezzi)
	Veterinaria 5 fili cavo (1 pezzo)		Veterinari fissaggi (5 pezzi)

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA
 t 714.367.2848 f 714.367.2852
 www.mediainc.com info@mediainc.com