



Modell 340V

# MODELL 340V

## Tierpuls Oximeter mit Thermistor

### Das Modell 340V ist einzigartig:

- Die ausgezeichnete niedrige Perfusion-Überwachung
- Kräftige waschbare Büroklammer auf dem Sensor
- Rektale Untersuchung mit thermistor für die Sauerstoff-Sättigung plus Körpertemperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit)
- Automatische Temperaturanzeige alle zwei Minuten oder wenn gebeten

### Hauptmerkmale

- **Tragbar:** Kleiner Puls oximeter mit regulierbaren Warnungen und LED Anzeige.
- **Warnungen:** Stellt die Audio- und Sehüberwachung der Sättigung (%SpO<sub>2</sub>) und Pulsrate (BPM) zur Verfügung. Die voreingestellten Grenzen werden im Gedächtnis aufrechterhalten.
- **Hörbare Signale:** Der hörbare Pulston ist regulierbar und ändert sich im auf das sich ändernde Sauerstoff-Sättigungslesen beruhenden Wurf.
- **Verbindungen:** Produktion des Analogons/Reihe erlaubt, dass Information direkt mit anderer kontrollierender diagnostischer Ausrüstung verbunden werden.
- **Energie:** Läufe dauernd seit 12 Stunden auf NiCad Batterien oder können mit dem zur Verfügung gestellten AC-Gleichstrom-Adapter angetrieben werden.
- **Garantie:** beschränkte Garantie von The Mediaid Inc bedeckt fünf Jahre.

### Sensoren

- **Sprachliche Tierbüroklammer:** Sprachlicher oximetry Sensor (PN pox022-450) ist ein Mehrwegsensoren, passend für alle Hunde und Katzen und einige große Tiere.
- **Mit Thermistor Rektaler Tierarzt:** Rektal mit thermistor oximetry Sensor (PN POX022-650) ist sowohl für große als auch für kleine Tiere passend. Ein thermistor im Sensor stellt ein Körpertemperaturlesen zur Verfügung, das periodisch auftretend oder auf Verlangen entweder in Celsius- oder Fahrenheit gezeigt wird.

### Anlagendatenblätter

#### Sauerstoff-Sättigung und Puls

**Anzeige** Zwei dreistellig LED sieben Segment

#### Resolution

|                  |             |
|------------------|-------------|
| SpO <sub>2</sub> | 1%          |
| Puls             | 1 BPM       |
| Temperatur       | 1°C / 0.2°F |

#### Reihe

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| SpO <sub>2</sub> | 0 – 100%                            |
| Puls             | 32 – 250 BPM                        |
| Temperatur       | 24.5°C – 42.5°C<br>76.1°F – 108.5°F |

#### Genauigkeit

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| SpO <sub>2</sub> | 100 – 70% ±2%<br>69 – 60% ±3%<br>Weniger als 60%, unangegeben |
| Puls             | 32 – 250 BPM, ±2 BPM                                          |
| Temperatur       | 24.5°C – 42.5°C ± 0.3°C<br>76.1°F – 108.5°F ± 0.5°F           |

#### Warnungen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Hoch SpO <sub>2</sub>    | 51 – 100%    |
| Niedrig SpO <sub>2</sub> | 50 – 99%     |
| Hoch Puls                | 31 – 245 BPM |
| Niedrig Puls             | 30 – 244 BPM |

#### Sensoren

Mediaid Inc Opto-Plethysmographic Puls Oximetry Sensoren mit dem RJ12 Stecker

#### Dimensionen

Größe 19.1 (L) x 8.9 (B) x 3.5 (H) cm

7.5 (L) x 3.5 (B) x 1.4 (H) in

Gewicht 516 g, 18.2 oz

#### Umgebung

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Atmosphärischer Druck   | 770 – 228 mmHg<br>1026 – 377 hPa  |
| Höhe                    | -152 – 7620 m<br>-500 – 25,000 ft |
| Verwandter Feuchtigkeit | 5 – 95% (das Nichtkondensieren)   |
| Betriebstemperatur      | 0°C – 40°C<br>32°F – 104°F        |
| Lagerungstemperatur     | -30°C – 65°C<br>-22°F – 149°F     |

#### Energie

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Batterie-Typ   | Wiederaufladbare NiCad Batterie |
| Batterie-Leben | 12 Stunden der Operation        |
| Energieadapter | 100 – 250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A  |

## Ein Oximeter, Der Auch Hypothermie Entdeckt - Größere Sicherheit Für Ihre Patienten -



### Der Vollkommene Puls Oximeter Für die Tierchirurgie

17517 Fabrica Way, Suite H  
Cerritos, CA 90703 USA  
t 714.367.2848 f 714.367.2852  
www.mediaidinc.com  
info@mediaidinc.com

**MEDIAID**