

MEDIAID

Capteurs Compatible

*pour tous les types d'oxymètre de pouls
(International)*

*Capteurs compatibles, adaptateurs et rallonges
de même qualité et de même confort que ceux
des fabricants de premier plan.*




● **Capteur Doigt SpO₂ Réutilisable**

Le capteur doigt est conçu pour de multiples usages et s'adapte à un très large type de patient (adulte et pédiatrique).



● **Capteur Doigt SpO₂ Jetable**

Ce capteur adhésif, fabriqué en micro mousse, existe en 4 tailles: adulte, pédiatrique, enfant et néonatal.




● **Capteurs Souples**

Les capteurs souples sont conçus pour de multiples usages soit pour des mesures ponctuelles soit dans le cas d'une surveillance continue. Deux tailles sont disponibles. Capteurs obèse et capteurs pour enfant de deux ans et plus.



● **Capteur pour les oreilles**

Le capteur oreilles est conçu pour les patients ayant une faible circulation du sang et lorsque l'utilisation de capteurs doigt n'est pas possible. Il est spécialement indiqué lors de tests où le patient sera amené à se mouvoir.



● **Capteur SpO₂ en Y**

Ce capteur réutilisable à deux bras souples est étudié pour une très large gamme d'applications.



● **Adaptateurs et Rallonges**

Nos adaptateurs et nos rallonges permettent une plus grande flexibilité dans l'utilisation de vos oxymètre de pouls.

Liste non-exhaustive de fabricants d'oxymètre (OEM) avec lesquels nos capteurs fonctionnent

Baxter®, BCI®, Citikon®, Corometrics®, Criticare®, Datascope®, Datex-Ohmeda®, Hewlett-Packard®, MEK®, Nellcor®, Nonin®, Novametrix®, Schiller®, Siemens®, Spacelabs®

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

p 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com