



Lista zgodności

Czujniki oksymetru pulsacyjnego

Czujniki zgodne, adaptery i przedłużacze, które mogą być używane z wyposażenia oryginalnego producenta.



- Czujniki Finger SpO₂ do wielokrotnego użytku**
Czujnik Finger Clip do wielokrotnego użytku nadaje się do użytku z wieloma pacjentami. Został on zaprojektowany dla szerokiego zakresu liczb, włącznie z zastosowaniem dla dorosłych i dzieci.




- Czujniki Finger SpO₂ do jednorazowego użytku**
Produkowane są z przylepca microfoam. Te czujniki samoprzylepne występują w czterech wygodnych rozmiarach: dorośli, dorośli/ pediatryczny, dzieci i noworodki.




- Czujniki Soft SpO₂ do wielokrotnego użytku**
Czujniki Soft zostały zaprojektowane do użytku z wieloma pacjentami bądź to do badania wyrwykowego bądź do długotrwałego monitorowania. Dwie wielkości pozwalają na użycie z wielką ilością pacjentów zarówno dorosłych, jak i dzieci od dwóch lat życia.



- Czujniki Ear Lobe SpO₂ do wielokrotnego użytku**
Czujniki Earlobe przeznaczone są do użytku z pacjentami, którzy mają słabe krążenie peryferyjne lub gdy nie zaleca się używania czujnika palcowego. Jest to szczególnie użyteczne w czasie badań na bieżni lub gdy przewiduje się ruch pacjenta.



- Czujniki Y SpO₂ do wielokrotnego użytku**
Czujnik Y zgodny, do wielokrotnego użycia, z wieloma aplikacjami monitorującymi SpO₂.



- Adapter i przedłużacz**
Pozwala na większą wszechstronność i wygodę przy czujnikach oksymetru pulsacyjnego.

Częściowa lista zgodności OEM

Baxter®, BCI®, Citikon®, Corometrics®, Criticare®, Datascope®, Datex-Ohmeda®, Nihon Kohden®, Marquette®, MEK®, Nellcor®, Nonin®, Novamatrix®, Schiller®, Siemens®, Spacelabs®

Nellcor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Covidien LP

17517 Fabrica Way, Suite H
Cerritos, CA 90703 USA
(Tel) 714.367.2848 (Fax) 714.367.2852
www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com