



# Lista zgodności

## Czujniki oksymetru pulsacyjnego

Czujniki zgodne, adaptery i przedłużacze, które posiadają tę samą wygodę i jakość, jak te wspomniane w oryginalnym wyposażeniu producenta.



- Czujniki Finger SpO<sub>2</sub> do wielokrotnego użytku**  
Czujnik Finger Clip do wielokrotnego użytku nadaje się do użytku z wieloma pacjentami. Został on zaprojektowany dla szerokiego zakresu liczb, włącznie z zastosowaniem dla dorosłych i dzieci.




- Czujniki Finger SpO<sub>2</sub> do jednorazowego użytku**  
Produkowane są z przylepca microfoam. Te czujniki samoprzylepne występują w czterech wygodnych rozmiarach: dorośli, dorośli/pediatryczny, dzieci i noworodki.




- Czujniki Soft SpO<sub>2</sub> do wielokrotnego użytku**  
Czujniki Soft zostały zaprojektowane do użytku z wieloma pacjentami bądź to do badania wyrwykowego bądź do długotrwałego monitorowania. Dwie wielkości pozwalają na użycie z wielką ilością pacjentów zarówno dorosłych, jak i dzieci od dwóch lat życia.



- Czujniki Ear Lobe SpO<sub>2</sub> do wielokrotnego użytku**  
Czujniki Earlobe przeznaczone są do użytku z pacjentami, którzy mają słabe krążenie peryferyjne lub gdy nie zaleca się używania czujnika palcowego. Jest to szczególnie użyteczne w czasie badań na bieżni lub gdy przewiduje się ruch pacjenta.



- Czujniki Y SpO<sub>2</sub> do wielokrotnego użytku**  
Czujnik Y zgodny, do wielokrotnego użycia, z wieloma aplikacjami monitorującymi SpO<sub>2</sub>.



- Adapter i przedłużacz**  
Pozwala na większą wszechstronność i wygodę przy czujnikach oksymetru pulsacyjnego.

### Częściowa lista zgodności OEM

Baxter®, BCI®, Citikon®, Corometrics®, Criticare®, Datascope®, Datex-Ohmeda®, Nihon Kohden®, Marquette®, MEK®, Nellcor®, Nonin®, Novametrix®, Schiller®, Siemens®, Spacelabs®

17517 Fabrica Way, Suite H  
Cerritos, CA 90703 USA  
(Tel) 714.367.2848 (Fax) 714.367.2852  
[www.mediaidinc.com](http://www.mediaidinc.com) [info@mediaidinc.com](mailto:info@mediaidinc.com)