

MEDIAID

Veterinaria Pulsossimetro Compatibile **Sensori**

Clip Sensore della Lingua

Il sensore lingua fissaggio è un sensore riutilizzabile veterinario adatto per tutti i cani, i gatti, e vari animali di grandi dimensioni. Le pastiglie sostituibile di silicio su questa offerta sensore aggiunto aderenza alla lingua, che limita sensore di movimento e riduce le interruzioni durante il monitoraggio. Il sensore è fornito con quattro pastiglie in silicone extra. Il sensore lingua fissaggio e pastiglie in silicone sono resistenti all'acqua e può essere facilmente pulito.

Sensore del Retto

Questo sensore veterinari del retto prevede pulsossimetria dati e temperatura interna. È adatto per gli animali grandi e piccoli.

Pastiglie di Silicone

Le pastiglie di silicio per il fissaggio della lingua sono pastiglie rimovibile che può essere utilizzato più volte. Queste pastiglie fornire ulteriori rispetto alla lingua di limitare le interruzioni durante il monitoraggio. Il pacchetto contiene 24 pastiglie resistente all'acqua.

Compatibile OEM

Nellcor®, Nonin®, Surgivet®

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com