

MEDIAID

Veterinários Compatível de Pulso Oxímetro **Sensores**



Sensor de Clipe Lingual

O Sensor de Clipe Lingual é um sensor veterinário reutilizável conveniente para todos os cães, gatos, e vários grandes animais. As almofadas de silicone Substituíveis nesta oferta de sensor acrescentaram o aperto à língua, que limita o movimento de sensor e reduz interrupções durante a monitorização. O sensor é empacotado com 4 almofadas de silicone extra. O sensor de clipe lingual e as almofadas de silicone são resistentes a água e podem ser facilmente limpos.



Sensor Retal

Este sensor retal veterinário fornece o pulso oxímetro. É conveniente tanto para grandes como para pequenos animais.



Almofadas de Silicone

As Almofadas de Silicone do clipe lingual são almofadas removíveis que podem ser usadas múltiplas vezes. Essas almofadas fornecem a aderência adicional à língua para limitar interrupções quando esta monitorando. O pacote contém 24 almofadas resistentes a água.

Compatível OEM

Nellcor®, Nonin®, Surgivet®

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com