


MEDIAID

MediChek

Termômetros digitais



O termômetro digital pequeno perfeito para:

- Hospitais
- Clínicas
- Consultório médico
- Saúde doméstica
- Uso pessoal

Quatro modelos para escolher

MediChek Regular – modelo número 6510

Resposta normal, escala dupla com memória e beeper. Tampa da bateria marfim. 5 capas protetoras descartáveis, folheto de instruções incluído. Estojo transparente não impresso e tampa.

MediChek Básico – modelo número 6011

Resposta rápida, 4,5 dígitos, escala dupla, com sensor flexível, memória e beeper. Tampa da bateria violeta. Folheto de instruções e 6 gráficos incluídos. Estojo opaco e tampa.

MediChek De Luxo – modelo número 6012

Resposta rápida, dupla escala com sensor flexível, memória e beeper. Tampa da bateria azul. 5 capas protetoras descartáveis e folheto de instruções. Estojo opaco e tampa.

MediChek Bebê – modelo número 6013

Resposta rápida, dupla escala com um sensor soft flexível graduado, memória e beeper. Tampa da bateria vermelha. Folheto de instruções incluído. Estojo opaco e tampa.

Capas para sensor MediCheck – modelo número 6014

Capas descartáveis para o sensor minimizam o risco de contaminação



Especificações dos equipamentos

GERAL

Resolução do monitor

1/10 de grau para °C e °F

Faixa de medição

32,0°C a 43,0°C (89,6°F a 109,4°F)

Precisão

±0,2°C / ±0,3°F (32°C a <35°C / 89,6°F a <95,0°F)
±0,1°C / ±0,2°F (35°C a 40°C / 95,0°F a 104,0°F)
±0,1°C / ±0,3°F (40°C a 43°C / >104,0°F a 109,0°F)

Método de medição

Sistema de retenção de pico

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Tipo da bateria

Uma bateria tipo botão, alcalina-manganês de 1,5 V CC, tipo LR41 ou equivalente

Autonomia da bateria

Até 3 anos sob uso normal

GARANTIA

Garantia para toda a vida

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediainc.com info@mediainc.com

MEDIAID