


**MEDIAID**

# MediChek

## Termómetros Digitales



### **Termómetro digital pequeño perfecto para uso en:**

Hospitales  
Clínicas  
Consultorios Médicos  
Centros de Reposo  
Uso Personal

### **Cuatro modelos a elegir**

#### **MediChek Modelo Regular – Estilo Número 6510**

Respuesta en segundos, escala dual en centígrados a Fahrenheit, memoria, alarma, punta rígida, 5 cuberturas desechables, estuche y manual de instrucciones.

#### **MediChek Modelo Delux – Estilo Número 6012**

Respuesta en segundos, escala dual en centígrados a Fahrenheit, memoria, alarma, punta flexible, 5 cuberturas desechables, estuche y manual de instrucciones.

#### **MediChek Modelo Bebé – Estilo Número 6013**

Respuesta en segundos, escala dual en centígrados a Fahrenheit, memoria, alarma, punta flexible y suave para uso oral, axilar, o rectal, 5 cuberturas desechables, estuche y manual de instrucciones.

#### **MediChek Modelo Ovulación – Estilo Número 6011**

Respuesta en segundos, escala dual en centígrados a Fahrenheit, rango de temperatura para determinar el periodo de ovulación, alarma, punta flexible, 5 cuberturas desechables, estuche y manual de instrucciones con 6 gráficos.

#### **MediChek Coberturas desechables – Estilo Número 6014**

Coberturas desechables para reducir el riesgo de contaminación.



### **Especificaciones de los Equipos**

#### **GENERAL**

##### **Resolución de la Pantalla**

1/10 de un grado para ambos F° y C°

##### **Escala de Mediciones**

De 89.6° a 109.4° y de 32° a 43.0°

##### **Exactitud**

$\pm 0.3$  °F /  $\pm 0.2$  °C (89.6 °F a <95.0 °F / 32 °C a <35 °C)  
 $\pm 0.2$  °F /  $\pm 0.1$  °C (95.0 °F a 104.0 °F / 35 °C a 40 °C)  
 $\pm 0.3$  °F /  $\pm 0.1$  °C (>104.0 °F a 109.0 °F / 40 °C a 43 °C)

##### **Método de Medición**

Sistema de Retención de Alta Capacidad

#### **FUENTE DE PODER**

##### **Tipo de Batería**

Una alcalina de 1.5V de manganeso tipo botón tamaño LR41 o equivalente.

##### **Vida de la Batería**

Hasta 3 años con uso normal

#### **GARANTÍA**

Garantía de por Vida

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

[www.mediainc.com](http://www.mediainc.com) [info@mediainc.com](mailto:info@mediainc.com)

**MEDIAID**