

MEDIAID

MediChek

Termômetro Digital Veterinário



**MediChek
Termômetro Pequeno
Veterinário
- THR010-6013V**

Ponta de inserção flexível pequena
- ideal para cachorrinhos e gatinhos!



**MediChek Termômetro
Grande
Veterinário
- THR010-6012V**

Ideal para Animais grandes!

Características

Perfeita Utilidade – Para hospitais veterinários, clínicas e escritórios de veterinário

Exatidão clínica – Fahrenheit e Célsius

Resposta rápida – Em menos de 15 segundos

Indicação de auto-teste – Para leituras exatas

Indicação Visual e Audível – Duas maneiras de deixar saber quando a leitura é completada

Especificações dos equipamentos

GERAL

Resolução do monitor
1/10 de grau para °C e °F

Faixa de medição
32,0 °C a 43,0 °C (89,6 °F a 109,4 °F)

Precisão
±0,2 °C / ±0,3 °F (32°C a <35°C / 89,6°F a <95,0°F)
±0,1 °C / ±0,2 °F (35°C a 40°C / 95,0°F a 104,0 °F)
±0,2 °C / ±0,3 °F (>40°C a 43°C / >104,0°F a 109,4°F)

Método de medição
Sistema de retenção de pico

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Tipo da bateria
Uma bateria tipo botão, alcalina-manganês de 1,5 V CC, tipo LR41 ou equivalente

Autonomia da bateria
Até 3 anos sob uso normal

GARANTIA

Garantia para toda a vida

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com