

MEDIAID

MediChek

Termómetros Digitales Veterinarios



**MediChek
Termometro
Veterinario Pequeño
- THR010-6013V**

Punta flexible pequeña
- ideal para perros y gatos pequeños!



**MediChek
Termometro
Veterinario Largo
- THR010-6012V**

Ideal para Animales Grandes!

Factores

Utensilio Perfecto – Para hospitales veterinarios, clínicas y oficinas veterinarias

Precisión Clínica – Fahrenheit y Celsius

Respuesta Rápida – En menos de 15 segundos

Prueba Propia en la Pantalla – Para una lectura correcta.

Indicación Audible y Visual – Dos formas de decirte cuando las lecturas terminen

Especificaciones de los Equipos

GENERALIDADES

Resolución de la Pantalla
1/10 de un grado para ambos °F y °C

Rango de Medición
89.6 °F a 109.4 (32.0 °C a 43.0 °C)

Precisión
±0.2 °C / ±0.3 °F (32 °C a <35 °C / 89.6 °F a <95.0 °F)
±0.1 °C / ±0.2 °F (35 °C a 40 °C / 95.0 °F a 104.0 °F)
±0.2 °C / ±0.3 °F (>40 °C a 43 °C / >104.0 °F a 109.4 °F)

Metodo de Medición
Sistema de Medición de Alta Capacidad

FUENTE DE PODER

Tipo de Batería
Una de 1.5V DC alcalina de manganeso tipo botón tamaño LR41 o equivalente

Vida de la Batería
Hasta 3 años con uso normal

GARANTÍA
Garantía de por Vida

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com